



CRY-0

La remodelación corporal bajo cero

FUNDAMENTO TECNOLÓGICO

CRY-O es el nuevo equipo de SORISA para el tratamiento de la adiposidad localizada basado en la combinación de la crioterapia con el masaje vibratorio.

● ¿En qué consiste la crioterapia?

La crioterapia consiste en la aplicación del frío en la zona de adiposidad localizada para conseguir la degradación selectiva de las células grasas de una manera indolora, efectiva y duradera.

● ¿Qué sucede cuando se aplica frío en adiposidad localizada?

Las células grasas (adipocitos), son ricas en ácidos grasos saturados, lo que las hace especialmente más vulnerables al frío. Esta característica permite la degradación natural de los adipocitos sin dañar los tejidos contiguos al someterlos a bajas temperaturas. Una vez se produce la congelación de los adipocitos, estos entran en un proceso de disolución progresiva de la célula con liberación gradual de lípidos, siendo eliminados por el organismo en un periodo de entre 1 a 3 semanas, con la consiguiente reducción de volumen de la zona tratada.

● ¿Qué sucede con el masaje vibratorio?

El efecto mecánico de la vibración acelera la circulación sanguínea local favoreciendo la lipólisis al mismo tiempo que actúa sobre el tono muscular y favorece el drenaje de toxinas. El masaje vibratorio también hace la función de inhibidor de la sensación de frío en el paciente.

● ¿Cuál es el secreto de la crioterapia patentada por SORISA?

Lo que diferencia a CRY-O de la mayoría de crioterapia del mercado, es la utilización durante su tratamiento de una combinación de secuencias de masajes vibratorios, clínicamente testadas, que optimizan la comodidad durante el tratamiento y mejoran sensiblemente su resultado final.

VENTAJAS COMPETITIVAS

● Resultados visibles a partir de la primera sesión

● MÁXIMA RENTABILIDAD:

- Más sesiones en menor plazo de tiempo, gracias a su sistema exclusivo de tratamiento progresivo, que le permite realizar sesiones cada 15 días.
- Área de trabajo más amplia, pudiéndose realizar tratamientos localizados y generales, en la misma sesión.

● RESULTADOS con EFECTOS DURADEROS

- Eliminación de hasta el 30% de la grasa localizada en la zona tratada.

● El ÚNICO con PLACAS con tecnología patentada ICEPAD:

- Sus PLACAS EXCLUSIVAS de tratamiento convierten a la crioterapia de SORISA en la única del mercado con crioterapia vibratoria, patentada por SORISA.
- Su diseño con recubrimiento exclusivo evita los golpes térmicos y hace que el frío sea progresivo, evitando quemaduras sobre la piel y consiguiendo que el tratamiento sea más agradable.


● Sistema exclusivo de Control de tratamiento TIME ALERT

● Fácil de utilizar

- Pantalla táctil de alta resolución con interfaz intuitiva.

● Resultados garantizados

- Sus programas preestablecidos clínicamente probados han dado resultados espectaculares en muy pocas sesiones, y sin seguir ningún régimen especial:



● TRATAMIENTOS CÓMODOS y SEGUROS:

- No invasivo e indoloro.
- Sin hematomas ni flacidez
- No afecta a tejidos adyacentes no grasos.
- No precisa de anestesia

● GARANTÍA SORISA. Garantía de una marca líder

- Desde 1973 fabricamos y comercializamos en más de 75 países de todo el mundo, equipos pioneros en el sector médico, estético y del bienestar.



ACCESORIOS



ICEPAD
Ref. 11.167 (1u.)



Kit ICEPAD (ICEPAD + Manguera)
Ref. 11.177 (1u.)



Manguera CRY-O
Ref. 505.776 (1u.)



TIME ALERT
Ref. 11.097 (1 u.)



Conector Auxiliar
Ref. 505.776 (1u.)



Herramienta Maestra
Ref. 279.535 (1 u.)



Banda Elástica 80x80 cm
Ref. 60.502 (2 u.)



Banda Elástica 150x80 cm
Ref. 60.503 (1 u.)



Banda Elástica 60x80 cm
Ref. 60.501 (2 u.)



Embudo de llenado
Ref. 11.175 (1 u.)



Plicómetro
Ref. 11.173 (1 u.)

DIMENSIONES Y PESO



1.320 mm

507 mm

404 mm

Peso: 65 Kg sin los accesorios
CRY-O con 2 Placas: Ref. 1731 (1u.)
CRY-O con 4 Placas: 1 u. de Ref. 1731
2 u. de Ref. 11.177

COSMÉTICO NECESARIO PARA EL TRATAMIENTO (NO INCLUIDOS)



Tissue Crioterapia
24 u. por pack.
Ref. 70.073 (1 pack de 24 u.)



Crema Corporal Potenciadora 1l.
Ref. 70.065 (1 u.)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA

Entrada universal	~100-240V 50-60 Hz
Fusibles de alimentación:	15 AT
Consumo máximo:	650 VA

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Temperatura	Hasta -5º
ICEPAD	200x140 mm
nº de icepad	de 2 a 4 unidades

SORISA®

SOR INTERNACIONAL, S. A. Pol. Industrial de Can Casablanques
C/Moianés, 13 – 08192 – Sant Quirze del Vallès – Barcelona – España
Tel. 93.721.69.20 – Fax. 93.721.47.74 – www.sorisa.com

ATENCIÓN AL CLIENTE: Tel. 902.10.68.17 – e-mail: info@sorisa.com

Delegaciones Nacionales y S.A.T (Servicio Asistencia Técnica):
A Coruña – Barcelona – Madrid – Sevilla – Valencia

SOR Internacional, S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación que considere oportuna

